

**Royaume du Maroc**

**Ministère de la santé**

**Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé  
de Tétouan**

**1<sup>er</sup> cycle des études paramédicales**

# ***L'entretien et la stérilisation du Matériel***

***Élaboré par:***

***Mme Souad RHONI***

***Enseignante paramédicale à l'ISPITS de Tétouan***

**Mai 2014**

# *Compétence visée*

- *Assurer l'entretien et la stérilisation du matériel.*



# *Objectifs théoriques*

■ *Définir les termes suivants :*

- ✓ *Stérilisation.*
- ✓ *Asepsie.*
- ✓ *Antisepsie.*
- ✓ *Désinfection.*
- ✓ *Antiseptique.*
- ✓ *Désinfectant.*

■ *Décrire les procédés physiques et chimiques de la stérilisation.*

■ *Préciser le moyen de stérilisation adéquat pour chaque type de matériel.*

- *Citer les temps et les degrés de stérilisation des différents types de matériel selon le procédé utilisé.*
- *Expliquer les moyens de contrôle de la stérilisation de chaque type de matériel.*
- *Citer les principaux avantages d'un bon entretien du matériel.*

# *Objectifs pratiques*

■ *Assurer pour les instruments de Chirurgie, aiguilles, seringues, verreries et matériel en caoutchouc:*

- ✓ *Le tri ,*
- ✓ *La décontamination,*
- ✓ *Le rinçage,*
- ✓ *Le lavage, (Nettoyage et rinçage)*

- ✓ *Le séchage,*
- ✓ *La lubrification , (instruments).*
- ✓ *Le contrôle,*
- ✓ *Le conditionnement,*
- ✓ *La stérilisation.*
- ✓ *Le contrôle de la stérilisation*



*Entretenir et stériliser le matériel  
d'endoscopie,*

*Citer quelques exemples d'antiseptiques et  
de désinfectants avec leurs modes  
d'action et leurs indications*

*Assurer l'entretien des appareils de  
stérilisation :*

- *Poupinel,*
- *Autoclave,*
- *Appareils à formol.*

# Plan du cours

- *Principes de base*
- *Stérilisation et niveaux de mesure d 'hygiène*
- *La stérilisation est une histoire française....*
- *Définitions*
- *Exemples d'antiseptiques et de désinfectants*
- *Que faut-il stériliser ? Désinfecter ?*
- *Classement des dispositifs médicaux et niveaux de traitement requis*
- *Étapes préliminaires à la stérilisation*
- *Généralités sur les procédés de stérilisation*
- *Mode d 'action des agents stérilisants*
- *Les procédés de stérilisation physiques*
- *Les procédés de stérilisation chimiques*
- *Traçabilité en stérilisation*

# *Principes de base*

- 1- « *Tout patient et son environnement constituent des réservoirs de micro-organismes* »



■ **2- «La stérilisation et la désinfection du matériel médicochirurgical participent à la lutte contre les infections, en empêchant les objets inertes de jouer leur triple rôle de réservoir, de transporteur et d'inoculateur de micro-organismes »**

■ **«Un geste contaminant est responsable d'une contamination croisée s'il n'est pas suivi de mesures d'hygiène : lavage des mains, décontamination du matériel »**

# *DEFINITIONS*

## ■ *La Stérilisation*

# *DEFINITIONS*

*Procédé visant à rendre  
stérile la charge à stériliser*

# DEFINITIONS

***C'est l'opération permettant d'éliminer ou de tuer des micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés , le résultat de l'opération non limité à la durée d'application ,étant l'état de stérilité .(absence de micro-organismes viables)***

# DEFINITIONS

- *C'est la mise en œuvre d'un ensemble de méthodes et de moyens visant à éliminer - par destruction - tous les micro-organismes vivants de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, portés par un objet parfaitement nettoyé.*

# *DEFINITIONS*

■ ***Asepsie:***



# **DEFINITIONS**

***Ensemble de mesures préventives propres à empêcher tout apport exogène de micro organismes au niveau des surfaces inertes , biologiques ou fluides.***



# DEFINITIONS

- *Un ensemble de méthodes visant à empêcher tout apport exogène de micro-organismes*

# *DEFINITIONS*

■ ***Antisepsie:***

# DEFINITIONS

■ *Opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants dans la limite de leur tolérance d'éliminer ou de tuer les micro-organismes, et /ou d'inactiver les virus en fonction des objectifs fixés.*

# *DEFINITIONS*

■ *Le résultat de cette opération  
est limité aux micro-organismes  
et /ou virus présents au moment  
de l'opération.*

# *DEFINITIONS*

## ■ *La Désinfection*

# DEFINITIONS

- *Opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés.*

# ***DEFINITIONS***

***Le résultat de cette opération est  
limité aux micro-organismes  
et/ou virus présents au moment  
de l'opération.***

# *DEFINITIONS*

■ ***Antiseptique:***



# DEFINITIONS

■ *Préparation ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants (peau saine , muqueuse , plaie).*

# DEFINITIONS

■ *Elle présente une activité antibactérienne ,antifongique , antivirale qui est indiquée et précisée, elle n'altère pas les tissus sur lesquels elle est déposée (tolérance).*

# *DEFINITIONS*

■ ***Aseptique:***

# ***DEFINITIONS***

- ***Contraire de septique, mais non synonyme de stérile.***
- ***État d'une surface ou d'un volume dépourvu temporairement de micro-organismes nocifs.***

# *DEFINITIONS*

■ ***Désinfectant:***

.

- *Un produit ou procédé utilisé pour la désinfection dans des conditions définies et agissant sur les micro-organismes en modifiant leur équilibre biochimique ou le milieu dans lequel ils vivent.*

■ ***Décontamination:***

■ ***C'est le premier traitement à effectuer sur les objets et le matériel souillés par des matières organiques , dans le but de diminuer la population des micro-organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur.***



**■ la décontamination a pour but  
aussi de protéger le personnel et  
l'environnement contre toute  
éventuelle contamination.**

# *Objectifs du processus de la stérilisation*

- *Protéger le personnel et l'environnement.*
- *Faciliter le nettoyage.*
- *Inhiber la prolifération des microbes.*
- *Protéger l'état stérile à venir.*

# *Exemples d'antiseptiques et de désinfectants*

## ■ *A) Les antiseptiques :*

# *A) Les antiseptiques :*

## *1) L'ALCOOL IODÉ :*

- *C'est un soluté alcoolique à 96 degrés contenant 1% d'iode.*
- *Antiseptique non moussant.*
- *Spectre d'activité :*
  - *Bactéricide vis-à-vis des germes à gram positif et négatif des mycobactéries.*
  - *Fongicide*
  - *Virucide .*
  - *actif sur les spores.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *1) L'ALCOOL IODÉ :*

### *Indications:*

*Antisepsie de la peau saine  
pose de cathéter ,ponction  
lombaire, hémoculture, pose de  
perfusion , antisepsie du champ  
opératoire.*

## *A) Les antiseptiques :*

### *1) L'ALCOOL IODÉ :*

#### *Précautions d'emploi:*

- ✓ Produit desséchant et tachant.*
- ✓ En raison de la résorption possible de l'iode, des applications sont à éviter sous pansement occlusif et sur la peau des enfants de moins de 30 mois.*
- ✓ Eviter le contact avec les bijoux.*



# *A) Les antiseptiques :*

## *1) L'ALCOOL IODÉ :*

### *Contre indications:*

- ✓ *Hypersensibilité à l'iode.*
- ✓ *Exploration de la fonction thyroïdienne.*
- ✓ *Nouveau-né et prématuré.*
- ✓ *Emploi simultané avec d'autres antiseptiques , en particulier les dérivés mercuriels : risque de brulure et de nécrose.*



# *A) Les antiseptiques :*

## *2) SOLUTE DE DAKIN:*

■ *Antiseptique non moussant de la famille du chlore; soluté aqueux d'hypochlorite de sodium , contenant environ 5 gr de chlore actif par litre.*

■ *Spectre d'activité:*

➤ *Bactéricide*

➤ *Fongicide*

➤ *Virucide*

# *A) Les antiseptiques :*

## *2) SOLUTE DE DAKIN:*

### ■ *Indications:*

*Antiseptie des plaies  
superficielles et des muqueuses  
en gynécologie.*

### ■ *Précautions d'emploi :*

*Ne pas utiliser sur les  
muqueuses oculaires.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *3) Polyvidone iodée: Bétadine*

- *Antiseptique non moussant, soluté aqueux à pH 5 de polyvinylpyrrolidone iodée à la concentration de 10%.*
- *Spectre d'activité:*
  - *Bactéricide*
  - *Fongicide*
  - *Virucide*
  - *Actif sur les spores*

# ***A) Les antiseptiques :***

## ***3) Polyvidone iodée: Bétadine***

### ***Indications:***

- ***Antiseptie de la peau saine(injection)***
- ***Antiseptie de la peau lésée(plaie ouverte plaie souillée)***
- ***Antiseptie du champ opératoire***
- ***Antiseptie des muqueuses(après dilution):Irrigation vésicale , pleurale et péritonéale , plaies et suppurations profondes***

# *A) Les antiseptiques :*

## *3) Polyvidone iodée: Bétadine*

### *Précautions d'emploi:*

- *En raison de la résorption possible de l'iode , les applications sont à éviter sous pansement occlusif et sur la peau des enfants de moins de 30 mois.*
- *Produit tachant.*
- *Eviter le contact avec les bijoux.*



# *A) Les antiseptiques :*

## *3) Polyvidone iodée: Bétadine*

### **Contre-indications:**

- ***Hypersensibilité à l'iode***
- ***Exploration de la fonction thyroïdienne***
- ***Nouveau-né et prématuré***
- ***Emploi simultané avec d'autres antiseptiques.***

# *A) Les antiseptiques :*

## *4) Bétadine gynécologique*

- *Antiseptique moussant avec la même composition de la Bétadine dermique en plus d'un tensioactif anionique .*
- *Spectre d'activité:*
  - *Bactéricide*
  - *Fongicide*
  - *Actif sur les spores*



# *A) Les antiseptiques :*

## *4) Bétadine gynécologique*

### ■ *Indications:*

*Nettoyage et antiseptie des muqueuses génitales.*

### ■ *Précautions d'emploi:*

- *En raison de son caractère desséchant, bien humecter la peau avant emploi.*
- *Produit tachant*
- *Eviter le contact avec les bijoux*

# *A) Les antiseptiques :*

## *4) Bétadine gynécologique*

### ■ *Contre-indications:*

*Les mêmes que pour la Bétadine  
dermique.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *5) Bétadine scrub*

- *Antiseptique moussant avec la même composition de la Bétadine gynéco. Mais avec une concentration de 4 %.*
- *Spectre d'activité:*
  - *Bactéricide*
  - *Fongicide*
  - *Actif sur les spores*

# *A) Les antiseptiques :*

## *5) Bétadine scrub*

### ■ *Indications:*

- *Nettoyage et antiseptie de la peau saine : douche préopératoire , nettoyage des plaies.*
- *Lavage chirurgical et antiseptique des mains.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *5) Bétadine scrub*

### *Précautions d'emploi:*

- *En raison de son caractère desséchant,  
bien humecter la peau avant emploi.*
- *Produit tachant.*
- *Eviter le contact avec les bijoux.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *5) Bétadine scrub*

### ■ *Contre-indications:*

*Elles sont les mêmes que pour les autres Bétadine.*

***A) Les antiseptiques :***  
***6) Savon chirurgical à la***  
***chlorhexidine***

■ ***Antiseptique moussant dérivé  
des bi guanidines. Il est :***

➤ ***Bactéricide***



➤ ***Fongicide, mais inactif sur les  
spores.***



# *A) Les antiseptiques :*

## *6) Savon chirurgical à la chlorhexidine*

### *Indications:*

-  *Lavage antiseptique et chirurgical des mains.*
-  *Douche préopératoire.*

# *A) Les antiseptiques :*

## *6) Savon chirurgical à la chlorhexidine*

### *Contre-indications:*

- Hypersensibilité à la chlorhexidine et aux ammoniums quaterners*
- Ce produit ne doit pas être mis en contact avec le cerveau ni avec les méninges ,ni pénétrer dans le conduit auditif cas de perforation tympanique*

# *A) Les antiseptiques*

## *7) Alcool Ethylique dénaturé*

### *70 degrés*

■ ***Antiseptique alcoolique non moussant.***

***Spectre d'activité:***

➤ ***Bactéricide***

➤ ***Fongicide***

➤ ***Inactif sur les mycobactéries et les spores.***

# *A) Les antiseptiques*

## *7) Alcool Ethylique dénaturé 70 degrés*

### ■ Indications:

- *Antisepsie de la peau saine pour les prélèvements et les injections.*
- *Pour la prévention des escarres , il n'est plus utilisé.*

# *A) Les antiseptiques*

## *7) Alcool Ethylique dénaturé*

### *70 degrés*

#### *Précautions d'emploi:*

- *Ne pas utiliser lors des prélèvements pour alcoolémie*
- *Ne pas appliquer sur les plaies et les muqueuses.*
- *Ne pas avaler.*

# *A) Les antiseptiques*

## *8) Eosine aqueuse stérile à 2%*

- ***Soluté aqueux d'éosine à la concentration de 2%.***
- ***Spectre d'activité:***
  - ***Bactériostatique vis-à-vis des germes à gram positif.***
  - ***Peu antiseptique : aucune action bactéricide n'a pu être mise en évidence***



# *A) Les antiseptiques*

## *8) Eosine aqueuse stérile à 2%*

### *Indications:*

- *Antisepsie de la peau lésée , surtout utilisée pour son pouvoir asséchant.*
- *Desséchant dans le cas des dermatoses infectées*
- *En pédiatrie , érythème fessier du nourrisson: effet de tannage de la peau*



*A) Les antiseptiques*  
*8) Eosine aqueuse stérile à*  
*2%*

■ *Précautions d'emploi:*

- *Produit tachant*
- *Risque de photosensibilité*

# *A) Les antiseptiques*

## *9) Eau oxygénée*

- *Solution de peroxyde d'hydrogène.*
- *Spectre d'activité:*
  - *Faiblement antiseptique*
  - *Utilisée surtout pour le nettoyage des plaies et comme hémostatique.*

# *A) Les antiseptiques*

## *9) Eau oxygénée*

### ■ Indications:

- *Nettoyage des plaies érodées et des petites plaies*
- *Hémostatique des petites hémorragies des plaies superficielles.*

### Contre-indications:

- *Ne pas mettre en contact avec les yeux*

# *A) Les antiseptiques*

## *10) Savon doux haute fréquence à la glycérine*

- *Mélange de différents tensioactifs et de glycérine*

- *Spectre d'activité:*

*Bactériostatique*

*Indications:*

*Lavage hygiénique des mains*

*Toilette des patients*

## ***B) Les désinfectants:***

- ***Ce sont des produits dont l'utilisation peut permettre d'éliminer ou de tuer les micro organismes ou d'inactiver les virus portés par des milieux Inertes.***

## ***B) Les désinfectants:***

### ***1) L'eau de Javel***

■ ***C'est un désinfectant puissant ,  
économique et disponible  
partout .***

■ ***Propriétés:***

➤ ***Bactéricide***

➤ ***Fongicide***

➤ ***Virucide***



## ***B) Les désinfectants:***

### ***1) L'eau de Javel***

#### **■ Mode d'emploi:**

- ***Avant de désinfecter une surface , il faut d'abord la nettoyer puis la rincer.***
- ***L'eau de Javel est ensuite diluée à 1/10 avec de l'eau froide.***
- ***L'eau de javel doit toujours être utilisée seule ; il ne faut donc pas la mélanger avec un produit ménager : risque de réaction chimique qui diminuerait son efficacité .***

## ***B) Les désinfectants:***

### ***1) L'eau de Javel***

#### ***Incidents et conduite à tenir:***

***En cas de projection dans les yeux ou sur la peau , laver immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 10 minutes.***

# ***ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ***

***Le traitement du matériel utilisé est une opération déterminante dans le processus de lutte contre les infections nosocomiales. il se réalise selon une chronologie d'exécution.***

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## ■ *1) LE TRI:*

*C'est la séparation du matériel par  
catégorie :  
fragile , tranchant , piquant  
immersible ou non ,à usage unique  
ou multiple.*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *2) LA DECONTAMINATION :*

*Elle consiste à tremper le matériel souillé et utilisé dans une solution désinfectante au 1/10 pendant 10mn afin de diminuer la production des micro-organismes et faciliter le nettoyage ultérieur.*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *3) Le Rinçage:*

*Son principe fait appel à l'action mécanique de l'eau. il s'effectue après la décontamination et avant le nettoyage afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre les différents produits utilisés.*



# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *4) Le Nettoyage et le rinçage :*

*Permet de rendre propre le matériel par savonnage , brossage et rinçage afin de favoriser l'action de l'agent stérilisant.*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *5) LE SÉCHAGE :*

*Permet d'enlever l'humidité qui constitue un milieu favorable au développement des micro-organismes d'une part, et d'optimiser l'action de l'agent stérilisant. Le séchage est manuel avec un linge non peluchant et propre.*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *6) LA LUBRIFICATION :*

*C'est l'action de graisser les articulations.  
Elle confère aux instruments une bonne  
qualité de fonctionnement et une durée de  
vie augmentée . Le lubrifiant doit être fin  
pour ne pas constituer un obstacle à l'agent  
stérilisant.*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *7) LES CONTROLES :*

*Ils évaluent l'efficacité et la qualité des étapes précédentes :*

- C. d'hygiène : C. visuel de la propreté.*
- C. technique : Etat des objets (corrosion...)*
- C. de fonctionnement : mors s'adaptent ,  
pinces tiennent...*
- C. quantitatif : nombre d'instruments dans  
la boîte .*

# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *8) LE CONDITIONNEMENT:*

*Il a pour mission principale de  
conserver l'état de stérilité des  
objets stérilisés et permet le  
stockage .Il s'agit des tambours,  
boites...*



# *ETAPES DU TRAITEMENT DU MATÉRIEL UTILISÉ*

## *9) LA STÉRILISATION:*

*C'est l'étape ultime (du traitement du matériel utilisé) qui consiste à mettre en œuvre un ensemble de méthodes et de moyens visant à éliminer par destruction les micro-organismes vivants portés par un objet parfaitement nettoyé.*



**NB:**

***ON NE STÉRILISE  
BIEN QUE CE QUI  
EST PROPRE ET  
SEC***

# *LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE STÉRILISATION*

# ***A) PROCÉDÉS PHYSIQUES***

## ***1) La stérilisation par la vapeur d'eau : Autoclave***

***L'opération de stérilisation est obtenue par l'emploi de vapeur d'eau saturée à une température supérieure à 100 degrés.***

# ***1) La stérilisation par la vapeur d'eau : Autoclave***

***C'est le seul procédé de stérilisation recommandé en raison de ses qualités et de son efficacité.***

# ***1) La stérilisation par la vapeur d'eau : Autoclave***

- ***Seules les objets thermosensibles (matière plastique), les matériels sensibles à l'humidité (instruments nickelés) et les produits imperméables à la vapeur d'eau (compresses vaselinées) ne peuvent bénéficier de ce type de stérilisation:***

# ***1) La stérilisation par la vapeur d'eau : Autoclave***

- ***Ce procédé doit toujours être préféré à tout autre mode de stérilisation quand cela est possible.***
- ***C'est la méthode de stérilisation:***
  - ***La plus sûre;***
  - ***La plus fiable;***
  - ***La plus contrôlable;***
  - ***La moins onéreuse.***



# *1) La stérilisation par la vapeur d'eau : Autoclave*

- *L'action conjuguée de la vapeur d'eau et de la chaleur permet la dénaturation des protéines bactériennes par hydrolyse permettant l'inhibition de leur duplication moléculaire.*

# Paramètres recommandés (Norme AFNOR NFS 90-320)

| Produits                    | Température | Pressions | Temps |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------|
| Linges+<br>Instruments inox | 134°C       | 2,05 bar  | 10mn  |
| Caoutchouc                  | 125°C       | 1,3 bar   | 15 mn |
|                             | 121°C       | 1,05 bar  | 20 mn |

# ***Stérilisation par la vapeur d'eau***

## ***Avantages / Inconvénients***

### **AVANTAGES**

- *procédé le plus fiable*
  - *paramètres réduits et maîtrisables :  
température, pression et temps*
  - *libération paramétrique de la charge*
  - *utilisation d'un produit non toxique : l'eau*
- *procédé le plus rapide : libération possible de la charge en moins d'une heure*
- *procédé peu coûteux par rapport aux autres*

# ***Stérilisation par la vapeur d'eau***

## ***Avantages / Inconvénients***

### ***INCONVENIENTS***


- ***limitée aux objets thermorésistants et hydrorésistants***
- ***utilise un appareil sous pression***
  - ***nécessite une maintenance rigoureuse***
  - ***nécessite un « permis de conduire »***
- ***consommation d'eau***
- ***installation coûteuse***

# *Le cycle de stérilisation*

*En fin du cycle de stérilisation ,il faut:*


- *Vérifier et archiver le diagramme d'enregistrement qui doit porter le N° du stérilisateur ,la date et le N° du lot;*
- *Ouvrir la porte du coté décontaminé;*
- *Décharger le stérilisateur et vérifier les indicateurs de stérilisation.*

# Cycle de stérilisation Textiles





# Cycle de stérilisation Instruments et verrerie



# **Les contrôles de la stérilisation par la vapeur d'eau**

# Les contrôles

***Les contrôles sont de trois types:  
Le contrôle de l'installation , le  
contrôle de la stérilisation  
(procédé) et de stérilité (produit).***

# *Les contrôles de la stérilisation par la vapeur d'eau*

## *1- Le contrôle bactériologique:*

- *On place des souches de staerothermophilus à différents endroits de la charge puis on vérifie après stérilisation et incubation de 24h que toutes les populations sur chaque témoin sont détruites.*
- *Ce procédé permet de s'assurer de la présence de la vapeur d'eau dans tous les points de charge.*

# *Les contrôles de la stérilisation par la vapeur d'eau*

## *2- Le contrôle chimique:*


- *Il s'effectue au moyen de colorant qui vire après exposition à la vapeur pendant un temps donné et à une T° donnée. Ce colorant peut être soit porté sur un ruban adhésif, soit contenu dans des tubes de verre: Tubes de Brown.*
- *Avant toute stérilisation, le contrôle de l'efficacité de la machine (homogénéité de la stérilisation) se fait par le test de Bowie-dick:*

# Ruban adhésif colorimétrique





# Exemple de résultat du test de BOWIE-DICK



# *Les contrôles de la stérilisation par la vapeur d'eau*

- *Le ruban adhésif porteur d'une substance chimique disposée en croix et placée sur une feuille de papier adéquat située au centre de la pile de linge.*
- *Pour les opérations de stérilisation courante après vérification de l'efficacité de stérilisation de la machine ,le ruban adhésif ou le tube de Brown sont placés à l'intérieur des boites à stériliser.*
- *Ces derniers sont repris et collés sur un registre lors de l'utilisation du matériel: Témoin de l'efficacité de la stérilisation.*

# *Les contrôles de la stérilisation par la vapeur d'eau*

## 3- Le contrôle physique:

### Les enregistrements:

- *Vérifier l'homogénéité de la température et l'enregistreur de la T et de la pression:*
- *Après chaque stérilisation, les courbes de T° et pression enregistrées sur l'appareil doivent correspondre aux données type de la stérilisation. Lorsque le plateau de la courbe de la stérilisation est atteint, la correspondance entre la T° et la pression doit être contrôlée (selon la table de Regnault).*

# *La maintenance*

*S'effectue :*

- *Une fois par an pour le contrôle des dispositifs de sécurité par service de la qualité et de la sécurité industrielle;*
- *Une fois/ 10 ans pour une épreuve hydraulique et re-timbrage de l'enceinte de l'autoclave;*
- *Et les interventions du service technique et de maintenance biomédicale;*
- *La formation du personnel utilisateur pour assurer:*
  - ✓ *la mise à jour du cahier d'entretien;*
  - ✓ *Le respect des consignes d'utilisation et la prévention des dangers qui lui sont propres;*



# *La stérilisation par la chaleur sèche*

# *Le poupinel*





# Définition

- *C'est une méthode qui consiste à exposer à l'air chaud les objets à stériliser pendant un temps relativement long plus d'une heure et à des températures élevées (entre 160° à 180°) et à la pression atmosphérique.*
- *Ce procédé est régi par 2 paramètres:  
La température et le temps.*

## *Mise en œuvre du procédé*

- *Placer les boîtes complètement fermées et superposées de façon à ne pas surcharger l'enceinte du poupinel;*
- *Fermer la porte de l'appareil;*
- *Brancher la prise électrique;*
- *Respecter la durée et la T° requise;*

## *Mise en œuvre du procédé*

- ***S'assurer de la  $T^{\circ}$  et de la durée de la stérilisation;***
- ***Ne pas ouvrir la porte du poupinel avant que la  $T^{\circ}$  n'atteigne  $50^{\circ}$ .***
- ***Ouverture de la porte et déchargement;***
- ***Vérification des témoins de passage.***

# *Paramètres recommandés*

| Matériel                | Température<br>(degré Celsius) | Temps  |
|-------------------------|--------------------------------|--------|
| Seringues+<br>Aiguilles | 180°                           | 1h     |
| Instruments<br>légers   | 180°                           | 1h30mn |
| Instruments<br>lourds   | 160°                           | 2h     |

# *Les contrôles*

*C. et maintenance de l'installation:*

*Porte sur le fonctionnement correcte des résistances électriques, du ventilateur, du thermomètre de régulation et de la minuterie. Leur contrôle régulier permet aussi la maintenance de l'appareil en bon état.*

*C. des paramètres:*

*Se fait par:*

# *Les contrôles de la stérilisation à l'air chaud*

## ■ *Contrôle physique:*

*Vérifier la T° pendant le temps nécessaire.*

## ■ *Contrôle bactériologique:*

*Idem que pour l'autoclave.*

## ■ *Contrôle chimique:*

*Idem que pour l'autoclave.*



# *La stérilisation par les rayonnements (rayons $\gamma$ et $\beta$ )*

- *La stérilisation par les rayonnements est une technique qui permet de traiter un article sans élévation de  $T^{\circ}$  et ceci à travers un emballage unitaire étanche, quelles que soient la nature et la technologie de cet emballage.*
- *Par sa nature, ce procédé ne peut être utilisé que dans le secteur industriel.*

## ***B) PROCÉDÉS CHIMIQUES DE STÉRILISATION***

# *L'Oxyde d'Ethylène*



## ■ *Principe*

- *Gaz incolore, d'odeur éthérée, toxique, explosif en présence d'O<sub>2</sub>*
- *Processus d'alkylation (casse la chaîne de protéines) → intervient dans le mécanisme microbien*
- *Résorption par le matériel → nécessite une désorption dans armoire à ventilation forcée*

# *L'Oxyde d'Ethylène*

## *Avantages*

- *Permet la stérilisation de matériaux thermosensibles*  
→ *stérilisation à basse température (37°C à 55°C)*

## *Inconvénients*

- *Technique lente*
- *Toxicité*
- *Désorption +/- longue selon les matériaux*
- *En présence d'ions Chlorure (ex PVC)*  
→ *éthylènechlorydrine:*  
*toxicité voies respiratoires*

# *La stérilisation par le formaldéhyde*

# *La stérilisation par le formaldéhyde*

## ■ *AVANTAGES*

- permet la stérilisation des objets thermosensibles*
- Si à faible dose, produit peu toxique pour le personnel, le malade et l'environnement*
- produit peu coûteux*



# *La stérilisation par le formaldéhyde*

## ■ *INCONVENIENTS*

- procédé difficile à maîtriser*
- contrôles difficiles à réaliser*
- pas de norme pour la validation*
- cycle long*

# *Autres procédés à titre d'information*

*1-Stérilisation du matériel de JNV:*

*2-Les moyens de fortune:*

- ✓ Le flambage;*
- ✓ Le fer à repasser;*
- ✓ Le four de cuisinière ou de boulanger;*
- ✓ L'ébullition.*

# *Transport Stockage*

*= Conditions de conservation de  
l'état stérile*

# *Action infirmière pour le matériel stérile*

- *Vérifier la date de péremption*
- *Vérifier l'intégrité de l'emballage*
- *Optimaliser les conditions de transport (prévoir chariot ou container) et de stockage (local sec, armoire fermée, stockage non compressif, précaution et limitation des manipulations)*



# *Traçabilité - définition (1)*

*« Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit ou d'un processus de délivrance d'un service au moyen d'identifications enregistrées. »*

**ISO 8402**



# *Pourquoi tracer ?*

- *pour protéger le malade*
- *pour protéger les acteurs de la santé*
- *pour pouvoir limiter l'étendue d'un problème*
- *pour déterminer les responsabilités en cas de problème*
- *pour prouver qu'un système qualité existe et qu'il est mis en œuvre*



# *Traçabilité en stérilisation (1)*

■ *a) Traçabilité des procédures*

■ *b) Traçabilité des procédés*

– *enregistrements des contrôles*

– *descriptif de la charge*

– *suivi du nombre de restérilisations si limité*

# *Traçabilité en stérilisation (2)*

## ■ *c) Traçabilité de la maintenance*

- *préventive*
- *curative*
- *conservation : durée de vie de l'appareil*

## ■ *d) Traçabilité du produit stérile*

- *Etiquetage des produits stérilisés :*

- *stérilisation,*
- *N° de charge,*
- *indications de date limite d'utilisation*

# *Conclusions*

# *Principes de base en stérilisation*

- *« La stérilisation par la vapeur d'eau est le procédé de référence »*
- *« On ne stérilise bien que ce qui est propre »*
- *« On ne stérilise bien que ce qui est sec »*
- *« C'est de l'emballage que dépend la conservation de l'état stérile »*

# *Principes de base en stérilisation*

- *« Toute stérilisation doit faire l 'objet de contrôle »*
- *« A lui tout seul, un contrôle correct ne peut affirmer la stérilité d 'une charge ; à lui tout seul, un contrôle fiable peut prouver une défaillance »*
- *« Toute stérilisation ou toute désinfection doit être tracée »*

*Merci de votre  
écoute active*